

hawkmed



velký barevný
LCD displej



alarm



otočný upínací
šroub na uchycení

HK-400 - Veterinární injekční dávkovač

Pro pacienty, kteří potřebují nitrožilní aplikaci léčiva s využitím standardních injekčních stříkaček.

Kompaktní design

- vhodná pro stříkačky o objemu 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
- unikátní inteligentní technologie rozpoznávání stříkaček
- různé klinické režimy - nastavení objemu, času, průtoku
- při provozu na baterii vydrží více než 6 hodin (při rychlosti 5ml/h)



HSC Industry, spol. s r. o.
Gogolova 275/24, 400 04 Trmice
www.hscanimal.com
hsc@hscindustry.com



www.emedik.cz